

# FICHE TECHNIQUE MASQUE FFP2/KN95

- MASQUE FFP2 / KN95
- Polypropylène non tissé issu de fusion-soufflage. Sans latex Mode de maintien sur le visage : à l'aide de lanières Couleur : blanc
- Longueur : 165mm +/- 5mm
- Largeur : 105mm +/- 5mm
- Longueur des lanières : 400mm +/- 5mm
- Longueur de la barrette nasale : entre 120mm et 140mm +/-3mm
- Face externe : Grammage : 50g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup> Seconde couche Grammage : 50g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup> Filtre Grammage : 60g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>
- Quatrième couche Grammage : 15g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup> Face interne : Grammage : 25g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>
- Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE
- Conforme à la norme EN149 : 2001 +A1 : 2009/GB2626-2006 KN 95 en lien avec le règlement CE R2016/425 (Personal Protective Equipment) Colisage: 750pcs par
- 1 carton : L62cm x W34cm x H28cm - Poids brut : 8.5kg
- Temps de port recommandé : 4-6 heures A changer après manipulation
- Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains. A jeter à la poubelle après utilisation
- Capacité de production: 300 000pcs/jour