

FICHE TECHNIQUE MASQUE CHIRURGICAL TYPE I

- Masque chirurgical 3 plis à usage civil Protection filtrante à l'expiration.
- Polypropylène non tissé issu de fusion-soufflage.
- Sans latex Mode de maintien sur le visage : à l'aide de lanières Couleur : bleu
- Longueur : 175mm +/- 5mm Largeur : 95mm +/- 5mm
- Longueur des lanières : 400mm +/- 5mm
- Longueur de la barrette nasale : entre 120mm et 140mm +/-3mm
- Face externe Grammage : 30g/m² +/- 2g/m² Filtre - Grammage : 25g/m² +/- 2g/m²
- Face interne Grammage : 30g/m² +/- 2g/m
- Marquage CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE
- Conforme à la norme EN149 : 2001 +A1 : 2009 en lien avec le règlement CE R2016/425 (Personal Protective Equipment) 50 pièces par boîte
- 40 boîtes par carton / 2000pcs
- 1 carton : L44cm x W41,5cm x H42cm - Poids brut : 8.6kg
- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) : >95% Temps de port recommandé : 4 heures
- A changer entre deux actes médicaux
- Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains. A jeter après utilisation
- Capacité de production: 500 000pcs/jour